

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc mời cung cấp Báo giá hóa chất xét nghiệm

Kính gửi: Quý đơn vị cung cấp hàng hóa

Trung tâm Y tế quận Hải An có nhu cầu tìm nhà thầu có hóa chất xét nghiệm, vì vậy Trung tâm thông báo tới các đơn vị với các nội dung như sau:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận Hải An.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
 - Bà Mai Thị Hoa Nhài - Trưởng phòng TCHC.
 - Chi tiết liên hệ: 0917920291.
- Địa điểm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Tổ chức Hành chính
 - Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Hải An - Lô K2, đường Trần Hoàn, TDP số 7, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Từ ngày 25/10/2024 đến hết ngày 04/11/2024
 - (Báo giá nhận được sau thời điểm này sẽ không được xem xét)
- Danh mục hóa chất (*Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật theo phụ lục đính kèm*)

Trung tâm Y tế quận Hải An gửi thông báo tới các đơn vị có chức năng, thẩm quyền cung cấp hàng hóa, quan tâm chào giá./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải Website của Trung tâm;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Nhật



PHỤ LỤC
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM MUA SẴM NĂM 2024 - 2025
(Kèm theo Thông báo số 41/TB-TTYT ngày 25/10/2024 của Trung tâm Y tế quận Hải An)

STT	Mã hoá chất, sinh phẩm	Tên hóa chất xét nghiệm	Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ	Nhãn hiệu hoặc tương đương	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HC24.01	Dung dịch rửa	- Dung dịch nước trong suốt và không màu đến hơi vàng nhạt. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Enzym thủy phân protein (Proteolytic enzyme) < 1% + Chất bảo quản (Preservative) < 1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản: 18-25°C (65-77°F). Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 3 tháng ở 18-25°C (65-77°F) sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485	HORIBA ABX SAS/ Pháp	Pháp	1L	Hộp	13
2	HC24.02	Dung dịch pha loãng	- Dung dịch trong suốt và không màu. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC) Số 1272/2008 - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Chất bảo quản (Preservative) < 0,1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C. Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485	HORIBA ABX SAS/ Pháp	Pháp	10L	Hộp	10



STT	Mã hoá chất, sinh phẩm	Tên hóa chất xét nghiệm	Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ	Nhãn hiệu hoặc tương đương	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
3	HC24.03	Dịch phá vỡ hồng cầu	- Dung dịch trong suốt và không màu. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC) Số 1272/2008 - Thành phần: + Chất ly giải (Lysing agent) < 0,1% + Chất tẩy rửa (Detergent) < 5% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C. Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 1 tháng ở 18-25°C sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485	HORIBA ABX SAS/ Pháp	Pháp	1L	Hộp	4
4	HC24.04	Dung dịch rửa cuối ngày	- Dung dịch nước base, trong suốt, màu vàng nhạt, có mùi chất tẩy trắng - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC) Số 1272/2008 - Thành phần: + Chất làm sạch hóa chất (Chemical cleaning agent) < 5% + Chất ổn định hóa học (Stabilizer) < 1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C. Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485	HORIBA ABX SAS/ Pháp	Pháp	500ml	Chai	2
5	HC24.05	Hóa chất kiểm chuẩn	Dùng để kiểm chuẩn máy huyết học 3 thành phần Bạch cầu. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485. 3ml/ lọ	SFRI SAS - Pháp	Pháp	3 ml	Lọ	15

STT	Mã hoá chất, sinh phẩm	Tên hóa chất xét nghiệm	Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ	Nhãn hiệu hoặc tương đương	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
6	HC24.06	Anti A	- Lọ dung dịch kháng thể đơn dòng A được pha loãng trong một bộ đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA và albumin bò, dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu giá kháng thể 1:512 - Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản ở 2-8°C - Đóng gói 10ml/Lọ Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	AMS UK Limited/ Anh	Anh	10 ml/lọ	Lọ	4
7	HC24.07	Anti AB	Lọ dung dịch kháng thể đơn dòng AB được pha loãng trong một bộ đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA và albumin bò, dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu giá kháng thể 1:512 - Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản ở 2-8°C - Đóng gói 10ml/Lọ Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	AMS UK Limited/ Anh	Anh	10 ml/lọ	Lọ	4
8	HC24.08	Anti B	- Lọ dung dịch kháng thể đơn dòng B được pha loãng trong một bộ đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA và albumin bò, dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu giá kháng thể 1:512 - Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản ở 2-8°C - Đóng gói 10ml/Lọ Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.	AMS UK Limited/ Anh	Anh	10 ml/lọ	Lọ	4

STT	Mã hoá chất, sinh phẩm	Tên hóa chất xét nghiệm	Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ	Nhãn hiệu hoặc tương đương	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
9	HC24.09	Dung dịch rửa cho máy huyết học Sysmex	Công dụng: Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống máy huyết học, Bảo bảo ở 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium Hypochlorite (có chứa clo tỷ lệ 5,0%)	Hãng chủ sở hữu: Sysmex Corporation; Nhật Bản/ Hãng sx: Sysmex International Reagents Co., Ltd., Ono Factory; Nhật Bản	Nhật Bản	50mL x1	Hộp	15
10	HC24.10	Dung dịch pha loãng cho máy huyết học Sysmex	Công dụng: Dung dịch dùng để pha loãng sử dụng cho máy huyết học Bảo quản: ở 5 - 30 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium Chloride 6,38 g/L, Boric Acid 1 g/L, Sodium Tetraborate 0.2 g/L, EDTA-2K 0.2 g/L	Hãng chủ sở hữu: Sysmex Corporation; Nhật Bản/ Hãng sản xuất: Sysmex Asia Pacific Pte Ltd; Singapore/ Singapore	Singapore	20L x 1	Thùng	45
11	HC24.11	Dung dịch ly giải hồng cầu cho máy Sysmex	Công dụng: hóa chất ly giải hồng cầu, giúp đếm chính xác số lượng bạch cầu Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Organic quaternary ammonium salt 8,5g/L và sodium chloride 0.6g/L	Hãng chủ sở hữu: Sysmex Corporation; Nhật Bản Hãng sx: Sysmex Asia Pacific Pte Ltd; Singapore/ Singapore	Singapore	500mL/ CHAI	Chai	36
12	HC24.12	Dung dịch rửa máy sinh hóa	5% Potassium hydroxide, 1% Citrate buffer and surfactants	Wiener lab/ Argentina	Argentina	Chai 2L	Chai	26
TỔNG CỘNG: 12 khoản								