

Lập Thạch, ngày 16 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty cung cấp dịch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế.

Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế của Trung tâm y tế khu vực Lập Thạch, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch.

Địa chỉ: Thôn Phú Lâm, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Văn Quyết, chức vụ: Trưởng khoa Dược – VTYT-KSNK, Số điện thoại: 0987921789.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản cứng và bản mềm PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).

+ Bản cứng: Khoa Dược – VTYT-KSNK - Trung tâm Y tế khu vực Lập thạch, Thôn Phú Lâm xã Lập Thạch tỉnh Phú Thọ.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h30 ngày 16 tháng 10 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 26 tháng 10 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Theo Danh mục chi tiết kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT, Dược-VTYT-KSNK.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Châu



Phụ lục 01: Danh mục yêu cầu báo giá

(Kèm theo thư mời báo giá ngày 16/10/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch tỉnh Phú Thọ)

STT	Tên trang thiết bị	Mô tả công việc	Đơn vị	Số lượng
1	Máy sinh hóa AU-480 Model: SN2016080468 Nước sản xuất: Nhật Bản	- Kiểm tra, vệ sinh đèn báo trạng thái, thân vỏ, kim hút, kim khuấy, nắp đậy, đường RACK mẫu đi, khu chứa RACK sau phân tích - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống dây dẫn dịch, dây dẫn chất thải, đèn tín hiệu trên các bảng mạch điện điều khiển, - Kiểm tra dung dịch làm mát và bổ sung thêm dung dịch nếu bị hao hụt - Kiểm tra, vệ sinh bảng nguồn cấp điện đầu vào khối lưu điện và nguồn điện đầu ra đi vào máy AU-480 - Kiểm tra, vệ sinh bảng mạch, chân cắm dây tín hiệu đầu vào và đầu ra, các phím bấm chức năng - Kiểm tra, vệ sinh buồng quang học, tín hiệu cường độ quang học, bóng đèn, cuvette - Kiểm tra, vệ sinh trục lên xuống, trái phải, bổ sung thêm dầu bôi trơn - Kiểm tra, vệ sinh lõi xylanh, làm sạch các măng bám bên trong thân trục - Kiểm tra, vệ sinh các mắt cảm biến, kiểm tra độ nhạy của các cảm biến - Kiểm tra, vệ sinh khối kim hút, làm sạch măng bám bên trong kim - Kiểm tra, vệ sinh bề mặt và làm sạch các măng bám trên thân kim - Kiểm tra, vệ sinh các bình chứa nước đầu vào, bình chứa nước pha loãng, bình chứa hóa chất rửa, làm sạch các măng bám trên trong lòng bình chứa - Kiểm tra, vệ sinh các bơm đầu vào, đầu ra, làm sạch các măng bám bên trong màng bơm - Kiểm tra, vệ sinh bụi bẩn bám trên các cánh quạt,	Chiếc	01



		- Kiểm tra, vệ sinh khay đựng hóa chất, làm sạch các mảng bám hóa chất trên khay, làm sạch đường thoát nước trong lòng khay và đáy khay - Kiểm tra, vệ sinh làm sạch các mảng bám bụi, mẫu bệnh phẩm trên thân của trục đường ray, trên dây culoa kéo rack - Kiểm tra, vệ sinh mảng bám bụi trên bảng mạch, bổ sung keo tản nhiệt cho chip làm mát, sao lưu dữ liệu. - Kiểm tra, vệ sinh máy bơm, dây dẫn, lõi lọc thô, lõi lọc tinh, hạt lọc, nguồn nước cấp đầu vào		
2	Máy huyết học MEK-6510: Model: SN 06291 Nước sản xuất: JAPAN	- Kiểm tra, vệ sinh đèn báo trạng thái, thân vỏ, kim hút, đầu cắm dây dẫn hóa chất, dây dẫn hóa chất, bình hóa chất, vệ sinh bề mặt máy - Kiểm tra nguồn cấp đầu vào, đầu ra, vệ sinh bụi bám - Kiểm tra, vệ sinh các đầu dây tín hiệu, đèn báo điều khiển, cáp kết nối, vệ sinh bụi bẩn, các phím bấm chức năng - Kiểm tra, vệ sinh bơm, dây bơm nhu động, làm sạch màng bám trên bề mặt bơm - Vệ sinh mặt ngoài kim hút, thông tắc lòng kim hút, loại bỏ mảng bám - Vệ sinh, làm sạch màng bám trên bề mặt cốc đếm, trong lòng cốc đếm, vệ sinh mắt đếm, điện cực - Kiểm tra tín hiệu đèn LED thu – phát cho HGB - Vệ sinh làm sạch các màng bám trên thân trục, bổ sung mỡ bôi trơn và chống rỉ sét - Kiểm tra, làm sạch cảm biến chất lỏng, kiểm tra tín hiệu điện áp khi có dịch và khi không có dịch trong lòng ống	Chiếc	01
3	Máy huyết học MEK-1301: Model: SN 01988 Nước sản xuất: JAPAN	- Kiểm tra, vệ sinh đèn báo trạng thái, thân vỏ, kim hút, đầu cắm dây dẫn hóa chất, dây dẫn hóa chất, bình hóa chất, vệ sinh bề mặt máy - Kiểm tra nguồn cấp đầu vào, đầu ra, vệ sinh bụi bám - Kiểm tra, vệ sinh các đầu dây tín hiệu, đèn báo điều khiển, cáp kết nối, vệ sinh bụi bẩn, các phím bấm chức năng - Kiểm tra, vệ sinh bơm, dây bơm nhu động, làm sạch màng bám trên bề mặt bơm	Chiếc	01



		- Vệ sinh mặt ngoài kim hút, thông tắc lòng kim hút, loại bỏ mảng bám - Vệ sinh, làm sạch mảng bám trên bề mặt cốc đếm, trong lòng cốc đếm, vệ sinh mắt đếm, điện cực - Kiểm tra tín hiệu đèn LED thu – phát cho HGB - Vệ sinh làm sạch các mảng bám trên thân trực, bổ sung mỡ bôi trơn và chống rỉ sét - Kiểm tra, làm sạch cảm biến chất lỏng, kiểm tra tín hiệu điện áp khi có dịch và khi không có dịch trong lòng ống		
4	Máy điện giải 5 thông số Medica-Easylyte Model: SN60550 CXPA Nước sản xuất: Mỹ	- Kiểm tra, vệ sinh thân vỏ, kim hút, đầu cắm dây giữa các điện cực, vệ sinh bề mặt máy - Kiểm tra nguồn cấp, bảng mạch nguồn, điện áp đầu vào, điện áp đầu ra - Kiểm tra, vệ sinh các chân cắm, dây tín hiệu, vệ sinh loại bỏ mảng bám bụi bẩn, các phím bấm chức năng điều khiển - Kiểm tra, vệ sinh bơm, dây bơm, bổ sung dầu bôi trơn, loại bỏ các mảng bám trên dây bơm - Kiểm tra, vệ sinh chân cắm điện cực, dung dịch đệm trong điện cực, tín hiệu slope của các điện cực, loại bỏ các mảng cặn bám trên đường dịch và trong lòng dây dẫn đi qua các điện cực - Kiểm tra, vệ sinh các điểm nối và chia dịch A/B , loại bỏ các mảng bám trong cụm van chia.	Chiếc	01
5	Máy nước tiểu Urit-180 Model:URIT - 1980 Nước sản xuất: CHINA	- Kiểm tra, vệ sinh thân vỏ, vệ sinh bề mặt máy - Kiểm tra, và vệ sinh khối nguồn cấp đầu vào và đầu ra vào bảng mạch điều khiển - Kiểm tra, vệ sinh khay đựng que, làm sạch các mảng cặn nước tiểu bám trên khay và đế khay - Kiểm tra, vệ sinh mô tơ kéo que, làm sạch và bổ sung dầu bôi trơn - Kiểm tra, vệ sinh mắt cảm biến độ nhạy que, cảm biến vị trí HOME, vị trí đọc que và vị trí kết thúc quá trình đo - Kiểm tra, vệ sinh bảng mạch, các phím bấm chức năng, loại bỏ bụi bẩn bám trên bảng mạch và trên các phím bấm - Kiểm tra, và vệ sinh nguồn sang, tín hiệu quang điện, tín hiệu phản xạ khi có mẫu trên que test và không có mẫu trên que test	Chiếc	01



6	Máy Ly Tâm KUBOTA Model:S300T Nước sản xuất: JAPAN	- Kiểm tra, vệ sinh thân vỏ, vệ sinh bề mặt máy. - Kiểm tra, vệ sinh nguồn cấp cho máy - Kiểm tra, vệ sinh loại bỏ mangan bám bụi trên motor, bổ sung thêm dầu trên trục của motor - Vệ sinh mangan bám trên các roto và trục khur, - Vệ sinh khối mạch điều khiển, các phím bấm chức năng, dây kết nối truyền dẫn tín hiệu	Chiếc	01
7	Máy đông máu bán tự động Erba Model:ECL412 SN E0241-41-130219 Nước sản xuất: CH SẾC	- Kiểm tra, vệ sinh thân vỏ, vệ sinh bề mặt máy. - Kiểm tra, vệ sinh nguồn cấp cho máy - Kiểm tra, vệ sinh bộ quang thu phát tín hiệu - Kiểm tra, vệ sinh bụi bám trên bảng mạch, các chân cắm, dây cắm truyền dẫn tín hiệu	Chiếc	01
8	Máy miễn dịch tự động Access-2 Model: SN 570827 Nước sản xuất: Mỹ	- Kiểm tra, vệ sinh thân vỏ, vệ sinh bề mặt máy - Kiểm tra, vệ sinh nguồn cấp đầu vào, đầu ra - Vệ sinh, kiểm tra khối quang thu phát - Kiểm tra, vệ sinh bộ phận tản nhiệt, quạt tản nhiệt - Vệ sinh kiểm tra khối tải mẫu, loại bỏ mangan bám bụi trên khay - Kiểm tra, vệ sinh bộ phận làm mát, khay đựng hóa chất, loại bỏ mangan bám trên khay - Kiểm tra, vệ sinh CPU, bổ sung keo tản nhiệt cho chip làm mát CPU - Kiểm tra, vệ sinh bảng mạch điều khiển, các đầu nối dây, dây dẫn tín hiệu - Vệ sinh và làm sạch các mangan bám trên thân kim và lòng kim hút, độ nhạy đầu kim, - Kiểm tra bình thái, cảm biến chất lỏng, làm sạch các đường dây dẫn dịch, bình chứa, chip cảm biến chất lỏng	Chiếc	01
9	Máy huyết học MEK-6510 Model: MEK-6510 SN 04699 Nước sản xuất: JAPAN	- Kiểm tra, vệ sinh đèn báo trạng thái, thân vỏ, kim hút, đầu cắm dây dẫn hóa chất, dây dẫn hóa chất, bình hóa chất, vệ sinh bề mặt máy - Kiểm tra nguồn cấp đầu vào, đầu ra, vệ sinh bụi bám - Kiểm tra, vệ sinh các đầu dây tín hiệu, đèn báo điều khiển, cáp kết nối, vệ sinh bụi bẩn, các phím bấm chức năng	Chiếc	01



		- Kiểm tra, vệ sinh bơm, dây bơm nhu động, làm sạch màng bám trên bề mặt bơm - Vệ sinh mặt ngoài kim hút, thông tắc lòng kim hút, loại bỏ màng bám - Vệ sinh, làm sạch màng bám trên bề mặt cốc đếm, trong lòng cốc đếm, vệ sinh mắt đếm, điện cực - Kiểm tra tín hiệu đèn LED thu – phát cho HGB - Vệ sinh làm sạch các màng bám trên thân trực, bổ sung mỡ bôi trơn và chống rỉ sét - Kiểm tra, làm sạch cảm biến chất lỏng, kiểm tra tín hiệu điện áp khi có dịch và khi không có dịch trong lòng ống		
10	Máy nước tiểu UA- 600 Model: UA -600 SN XK- 47001943 Nước sản xuất: CHINA	- Kiểm tra, vệ sinh thân vỏ, vệ sinh bề mặt máy - Kiểm tra và vệ sinh khối nguồn cấp đầu vào và đầu ra vào bảng mạch điều khiển - Kiểm tra, vệ sinh khay đựng que, làm sạch các màng cặn nước tiểu bám trên khay và đế khay - Kiểm tra, vệ sinh mô tơ kéo que, làm sạch và bổ sung dầu bôi trơn - Kiểm tra, vệ sinh mắt cảm biến độ nhạy que, cảm biến vị trí HOME, vị trí đọc que và vị trí kết thúc quá trình đo - Kiểm tra, vệ sinh bảng mạch, các phím bấm chức năng, loại bỏ bụi bẩn bám trên bảng mạch và trên các phím bấm - Kiểm tra, và vệ sinh nguồn sang, tín hiệu quang điện, tín hiệu phản xạ khi có mẫu trên que test và không có mẫu trên que test	Chiếc	01
11	Máy sinh hóa BA- 88A Mode : BA – 88A Nước sản xuất: CHINA	- Kiểm tra, vệ sinh thân vỏ, vệ sinh bề mặt máy. - Kiểm tra, vệ sinh nguồn cấp cho máy, quạt làm mát, ... - Kiểm tra, vệ sinh bộ quang thu phát tín hiệu, các kính lọc, ... - Kiểm tra, vệ sinh bụi bám bẩn trên bảng mạch, các chân cắm, dây cảm truyền dẫn tín hiệu	Chiếc	01
12	Máy Ly Tâm LC- 04S Model: LC-04S Nước sản xuất: CHINA	- Kiểm tra, vệ sinh thân vỏ, vệ sinh bề mặt máy. - Kiểm tra, vệ sinh nguồn cấp cho máy - Kiểm tra, vệ sinh loại bỏ mẩu bám bụi trên motor, bổ sung thêm dầu trên trục của motor - Vệ sinh mẩu bám bẩn trên các roto và trục khur,	Chiếc	01

	- Vệ sinh khối mạch điều khiển, các phím bấm chức năng, dây kết nối truyền dẫn tín hiệu		
Tổng cộng: 12 khoản			