

Số: 935/TB-BVQY

Quảng Yên, ngày 29 tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên năm 2026 (Đợt 2) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

ĐSCKI. Đỗ Đức Huy – Trưởng khoa Dược-VTTBYT

(Điện thoại: 0987777484). Email: Duchuy121@gmail.com).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến Khoa Dược-VTTBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên (Địa chỉ: Cửa Tràng, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và gửi qua địa chỉ email: Khoaduocvttytyqy@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00' ngày 29 tháng 6 năm 2026 đến trước 08h00' ngày 02 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hóa chất H ₂ O ₂ đơn liều máy RENO – S130	Sử dụng trong quá trình tiệt trùng các thiết bị y tế bằng máy tiệt trùng khí plasma ở nhiệt độ thấp. - Dùng cho máy tiệt trùng hydrogen peroxide nhiệt độ thấp RENO-S130 hoặc RENO-S130D hoặc RENO-S Plus do RENOSEM sản xuất. - Hóa chất sử dụng 1 lần - Mỗi viên nang chứa 5ml hydrogen peroxide. (Gồm 2 viên nang: 10ml). - Nồng độ H ₂ O ₂ : 50% - Liều dùng: 1 cassette /chu trình	Cassette	60

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
2	Túi ép tiết trùng Tyvek dạng cuộn 300 mm x 70m Dùng cho máy máy RENO – S130	Túi ép Tyvek dạng cuộn phù hợp cho các phương pháp tiết trùng VH₂O₂. - Khả năng chống xâm nhập và bong tróc sợi cao. Kích thước: 300mm x 70m Túi gồm 2 mặt: - Mặt giấy Tyvek®: được làm từ Tyvek® độc quyền sản xuất của Dupont, kháng khuẩn theo chuẩn ASTM F1608 đạt 4.7 với Tyvek 1059B. Trọng lượng 64.4gsm (61.7-67.1), độ dày 157µm. - Mặt film: Polymer phức hợp từ PET/PE với trọng lượng 53gsm. - Nhiệt độ hàn 190°C-230°C. - Đường ép đồng nhất, chặt, không bung, mép thiết kế 3 đường hàn nhiệt chống tái nhiễm. Đường ép kéo dài liên tục không ngắt quãng, đường kéo dài thẳng không lệch. - Tích hợp chỉ thị đổi màu Xanh -> Hồng rõ rệt sau khi tiếp xúc với quá trình tiết trùng Hydrogen Peroxide H₂O₂.	Cuộn	6
3	Túi ép tiết trùng Tyvek dạng cuộn 200 mm x 70m Dùng cho máy máy RENO – S130	Túi ép Tyvek dạng cuộn phù hợp cho các phương pháp tiết trùng VH₂O₂. - Khả năng chống xâm nhập và bong tróc sợi cao. Kích thước: 200mm x 70m Túi gồm 2 mặt: - Mặt giấy Tyvek®: được làm từ Tyvek® độc quyền sản xuất của Dupont, kháng khuẩn theo chuẩn ASTM F1608 đạt 4.7 với Tyvek 1059B. Trọng lượng 64.4gsm (61.7-67.1), độ dày 157µm. - Mặt film: Polymer phức hợp từ PET/PE với trọng lượng 53gsm. - Nhiệt độ hàn 190°C-230°C. - Đường ép đồng nhất, chặt, không bung, mép thiết kế 3 đường hàn nhiệt chống tái nhiễm. Đường ép kéo dài liên tục không ngắt quãng, đường kéo dài thẳng không lệch. - Tích hợp chỉ thị đổi màu Xanh -> Hồng rõ rệt sau khi tiếp xúc với quá trình tiết trùng Hydrogen Peroxide H₂O₂.	Cuộn	6
4	Túi ép tiết trùng Tyvek dạng cuộn 150 mm x 70m. Dùng cho máy máy RENO – S130	Túi ép Tyvek dạng cuộn phù hợp cho các phương pháp tiết trùng VH₂O₂. - Khả năng chống xâm nhập và bong tróc sợi cao. Kích thước: 150mm x 70m Túi gồm 2 mặt: - Mặt giấy Tyvek®: được làm từ Tyvek® độc quyền sản xuất của Dupont, kháng khuẩn theo chuẩn ASTM F1608 đạt 4.7 với Tyvek 1059B. Trọng lượng 64.4gsm (61.7-67.1), độ dày 157µm. - Mặt film: Polymer phức hợp từ PET/PE với trọng lượng 53gsm. - Nhiệt độ hàn 190°C-230°C. - Đường ép đồng nhất, chặt, không bung, mép thiết kế 3 đường hàn nhiệt chống tái nhiễm. Đường ép kéo dài liên tục không ngắt quãng, đường kéo dài thẳng không lệch. - Tích hợp chỉ thị đổi màu Xanh -> Hồng rõ rệt sau khi tiếp xúc với quá trình tiết trùng Hydrogen Peroxide H₂O₂.	Cuộn	4
5	Túi ép tiết trùng Tyvek dạng cuộn 75m x 70m. Dùng cho máy máy RENO – S130	Túi ép Tyvek dạng cuộn phù hợp cho các phương pháp tiết trùng VH₂O₂. - Khả năng chống xâm nhập và bong tróc sợi cao. Kích thước: 75mm x 70m Túi gồm 2 mặt: - Mặt giấy Tyvek®: được làm từ Tyvek® độc quyền sản xuất của Dupont, kháng khuẩn theo chuẩn ASTM F1608 đạt 4.7 với Tyvek 1059B. Trọng lượng 64.4gsm (61.7-67.1), độ dày 157µm. - Mặt film: Polymer phức hợp từ PET/PE với trọng lượng	Cuộn	2

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		53gsm. - Nhiệt độ hàn 190°C-230°C. - Đường ép đồng nhất, chặt, không bung, mép thiết kế 3 đường hàn nhiệt chống tái nhiễm. Đường ép kéo dài liên tục không ngắt quãng, đường kéo dài thẳng không lệch. - Tích hợp chỉ thị đổi màu Xanh -> Hồng rõ rệt sau khi tiếp xúc với quá trình tiệt trùng Hydrogen Peroxide H2O2.		

2. Địa điểm cung cấp: Tại Khoa Dược-VTTBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 7 năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ thanh toán.


Bệnh viện xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTVMS - 01.



GIÁM ĐỐC


Đinh Thị Lan Oanh