

Số: 210 /TB-BVĐKKVCLM

Mỏ Cày, ngày 04 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá kiểm định, sửa chữa và mua sắm vật tư, thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở kiểm định, sửa chữa và mua sắm vật tư, thiết bị y tế nhằm phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện;

Kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có quan tâm cung cấp thông tin báo giá.

1. Thông tin mời chào giá:

- Danh mục: chi tiết đính kèm.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14 tháng 03 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày phát hành.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Hồ sơ chào giá có ký tên đóng dấu và vui lòng gửi về:
 - + Phòng vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh.
 - + Địa chỉ : Quốc lộ 57, ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày, Tỉnh Vĩnh Long.
 - + Người nhận: KS Nguyễn Văn Thảo
 - + Điện thoại: 0919.678.274
 - + Nhận qua email: phongvattubvclm@gmail.com

Thông báo này được đăng tải tại: <http://bvculaominh.vn>,
<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>.


Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị quan tâm;
- Tổ IT (đăng tải);
- Lưu: VT, VTTBYT.



Ngô Văn Tuôi



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC

(Kèm Thông báo số 410 /TB-BVĐKKVCLM ngày 04 tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh)

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
A. Kiểm định thiết bị y tế:				
1	Hệ thống cảnh báo nhiệt độ (Hệ thống Monitoring gồm 09 đầu dò)	Model: TEMPERATURE MONITORING SYSTEM	Hệ thống	1
2	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tủ lạnh	Model : RC-4H	Cái	7
3	Thiết bị theo dõi nhiệt độ - độ ẩm (kho)	Model : Aplog-Temp 03	Cái	7
B. Sửa chữa thiết bị y tế:				
4	Sửa máy Xquang di động. Model: Jumong Mobile.	Hãng sản xuất: SG Healthcare. Khảo sát và bảo giá chi phí sửa chữa	Máy	1
5	Sửa chữa máy Xquang di động Seamens. Model: Polymobil Plus.	Khảo sát và bảo giá chi phí sửa chữa Hiện tại thiết bị báo lỗi Erro-3.	Máy	1
6	Sửa tay khoan dùng trong nha khoa	Model: W&H	Cái	8
7	Khảo sát và thay ổ cứng hệ thống chụp CT scanner 16 lát cắt. Model: Alexion: TSX-032A. Hãng: Toshiba	Model: MK3001GRRB. Hãng sản xuất: Toshiba. Ổ đĩa sử dụng cho hệ thống chụp CT scanner 16 lát cắt. Model máy: Toshiba Scanner Alexion: TSX-032A. Yêu cầu: Bảo giá nêu rõ thông số kỹ thuật. Thiết bị có hồ sơ xuất xứ đầy đủ, nguồn gốc rõ ràng. Cập nhật phần mềm hệ thống.	Cái	1
C. Mua vật tư, thiết bị y tế:				

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
8	Bộ ngâm khử Khuẩn Optic Tại Mũi Họng	Hộp ngâm Optic chuyên dụng cho dụng cụ thăm khám tại mũi họng Model: Insngt-1 Mô tả Thiết bị giúp theo dõi xem nhiệt độ bảo quản vắc xin có dưới 0°C hay không. Phạm vi áp dụng tiêu biểu Chuối cung ứng quốc gia, chuối cung ứng quốc tế, dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin Kích thước ngoài (DxRxC) 49x30x10.5 mm Kích thước màn hình hiển thị 10x10 mm Trọng lượng 12 g Điều kiện bảo quản +4°C đến +50°C / +40°F đến +122°F Nhiệt độ hoạt động -20°C đến +55°C / - 4°F đến +131°F Độ chính xác của phép đo nhiệt độ +/- 0.3 °C +/- 0.6 °F Nhiệt độ tới hạn cảnh báo 0°C / +32°F 0°C / +32°F -0.5°C / +31.1°F Thời gian tới hạn cảnh báo 60 phút – nhiệt độ dưới 0°C / +32°F 10 phút – nhiệt độ dưới 0°C / +32°F 60 phút – nhiệt độ dưới -0.5°C / +31.1°F Chu kỳ ghi nhiệt độ 2 phút 20 giây 2 phút Độ chính xác về thời gian +/- 5% tại 0°C / +32°F Hiệu chuẩn Mỗi cảm biến đều được nhà máy hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn của Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (NIST/LAC). Pin Pin cell dạng đồng xu Lithium Lớp bảo vệ IP67 Thời gian vận hành và thời gian sử dụng Lên tới 5 năm kể từ ngày sản xuất – Thời hạn sử dụng được in trên nhãn Kích hoạt Luôn được kích hoạt / Không có chức năng khởi động Cấu hình Được cài đặt sẵn bởi Berlinger & Co.Ag Bảo hành 1 năm kể từ ngày giao hàng Thao tác Chỉ thị đóng băng điện tử có thể được sử dụng thường xuyên, đúng yêu cầu trong suốt thời gian sử dụng nếu như trường hợp cảnh báo không hiển thị Tiêu chuẩn EN 12830, Chỉ thị EC 2002/95 (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), EN 61000-6-2/6-3, Lớp bảo vệ EN/IEC 60529 IP, Quy định IATA	Bộ	1
9	Nhiệt kế chỉ thị đông băng điện tử (Freeze Tag) (Bao gồm theo chi phí kiểm định theo quy định hiện hành).		Cái	4
10	Formol	Formol 10%	Lít	50

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
11	Cassette dùng trong mổ phaco	Dùng cho máy mổ mắt Phaco Model: Visalis 100	Cái	10
12	Jack Son -Ree 0,5 lít	Jack Son -Ree 0,5 lít	Cái	2
13	Jack Son -Ree 2 lít	Jack Son -Ree 2 lít	Cái	2
14	Mũi khoan xương 2.7	Thép không rỉ	Cái	10
15	Mũi khoan LC2	Sử dụng tương thích máy khoan Pizotome Cube.	Cây	1
16	Bóng đèn nội khí quản các loại.	Bóng đèn nội khí quản các loại.	Cái	3 MÌNH KHU VỰC 10
17	Dụng cụ bảo vệ đầu tán sỏi bằng búa khí nén.	Dụng cụ bảo vệ đầu tán sỏi bằng búa khí nén.	Cái	1
18	Đồng hồ điều khiển nhiệt độ hiển thị số sử dụng tương thích tủ nuôi cấy vi sinh.	Đồng hồ điều khiển nhiệt độ hiển thị số sử dụng tương thích tủ nuôi cấy vi sinh.	Cái	1
19	Máy tháo lỏng bằng hơi	Máy tháo lỏng bằng hơi.	Cái	1
20	Màn hình máy bơm tiêm điện Braun	Tương thích model: Perfusor Compact Plus. Hãng sản xuất: Braun.	Cái	4
21	Pin máy bơm tiêm điện Braun	Tương thích model: Perfusor Compact Plus (7.2V/2100mAh). Max charging Voltage 8.4V Max charging Current 3.4V	Bộ	2
22	Bơm nguồn máy bơm tiêm điện	Model: Top 2300.	Cái	1
23	Bóng đèn chiếu vàng da ánh sáng xanh Huỳnh Quang	Dài 60 cm (kèm tăng phổ điện tử)	Bộ/ (Bóng + tăng phô)	30
24	Ông nhựa PU	Vật liệu làm ông: PU - Polyurethane. Kích cỡ 10 li.	Mét	100

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
25	Tủ đựng vật tư y tế	Chất liệu Inox 304. Kích thước 1500x1000x450mm Số ngăn: 05 ngăn. 04 ngăn trên cửa kính lùa, ngăn dưới cùng cửa mở, 2 cánh. Có bánh xe đẩy.	Cái	1
26	Ghế phòng thí nghiệm	Ghế chuyên dụng sử dụng cho phòng thí nghiệm.	Cái	3
27	Máy nội nha	Động tác quay qua lại và liên tục. Bao gồm thư viện các trâm với các chương trình cài đặt sẵn cho ware*one PROTAPER NEXT, PROTAPER* UNIVERSAL, PATHFILE, RECIPROC- 7, chương trình tự do để cài đặt thêm cho chuyển động quay liên tục. Tự động đổi chiều quay với lực torque giới hạn định trước. Lực torque từ 0,6-4,0Ncm. Tốc độ từ:250-1.200 rpm. Có thể vận hành với pin sạc hoặc với dây nối nguồn điện. - Với nguồn pin: gần 2 giờ sử dụng liên tục. -Sạc đầy pin trong 5 giờ.	Máy	2