

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HẢI AN

DANH MỤC HÓA CHẤT - SINH PHẨM (lần 1) NĂM 2026
Gói thầu: Mua sắm hóa chất - sinh phẩm (lần 1) năm 2026

STT	Tên thương mại	Nhãn hiệu hoặc tương đương (cty sx)	Đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ hoặc tương đương	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
1	Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B	Abbott Diagnostics Korea Inc., Hàn Quốc	Test chẩn đoán nhanh cúm A, B trực tiếp từ que phết mũi / họng / mũi-hầu hoặc các mẫu hút từ mũi/mũi-hầu Độ nhạy; 91.8%, Độ đặc hiệu: 99% so với phương pháp nuôi cấy vi rút và RT-PCR. Dạng que. Kèm que kiểm chuẩn cúm A, cúm B và âm tính. Sản phẩm không có phản ứng chéo với 32 chủng virus và vi khuẩn gồm Adenovirus type 3, type 6, type 21, CMV, Mumps Virus Ag, Mycoplasma pneumonia, Bordetella pertussis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila. Thành phần: Vạch thử "A": kháng thể đơn dòng chuột kháng cúm A, Vạch thử "B" : kháng thể đơn dòng chuột kháng cúm B, Vạch chứng: kháng thể dê kháng immunoglobulin chuột (0,7±0,14µg). Giới hạn phát hiện trên chủng cúm chuẩn ATCC- cúm B ở nồng độ pha loãng 2560 lần Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE	Hộp 25 test	Test	250
2	Test định tính ma túy 4 chân	Medicon/Việt Nam	Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Morphine và Marijuana (THC) (Panel thử phát hiện AMP/MET/MOP/THC) trong nước tiểu người khi nồng độ và/ hoặc chất chuyển hóa của chúng vượt ngưỡng phát hiện tương ứng. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng AMP, Kháng thể kháng MET, Kháng thể kháng MOP, Kháng thể kháng THC, cộng hợp AMP-BSA, cộng hợp MET-BSA, cộng hợp MOP-BSA, cộng hợp THC-BSA 1, MOP: Ngưỡng phát hiện (cut off) 300 ng/ml 2, MET: Ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000 ng/ml 3, AMP: Ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000ng/ml 4, THC: Ngưỡng phát hiện (cut off) 50 ng/ml Độ nhạy tương quan 100%, Độ đặc hiệu tương quan 100%, Độ chính xác tương quan 100% Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% Không bị gây nhiễu bởi các chất sau tại nồng độ 100 µg/mL::Ampicillin, 4-Acetamidophenol, Oxazepam, Nifedipine, Uric acid Đọc kết quả tại 5 phút	25 Test/Hộp	Test	25



STT	Tên thương mại	Nhãn hiệu hoặc tương đương (cty sx)	Đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ hoặc tương đương	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
3	Nước rửa máy sinh hóa	Wiener Laboratorios S.A.I.C Argentina	Thành phần: 5% Potassium hydroxide, 1% Citrate buffer and surfactants Chai 2 Lít Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Chai 2L	Chai	10

Hải An, ngày 21 tháng 01 năm 2026

KHOA DƯỢC - TTB - VTYT

Phạm Văn Hiệp

GIÁM ĐỐC



Bùi Vi Thế

