

HƯỚNG DẪN LẤY, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN MẪU BỆNH PHẨM PHÂN XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN LAO

Bước 1: Chuẩn bị vật liệu



Lọ sạch
và thìa sạch



Dây chun vòng



Túi nilon



Giấy vệ sinh,
giấy thấm



Găng tay dùng
một lần



Ghi thông tin của trẻ
lên thành lọ
(tên, tuổi, ngày lấy
mẫu, mã số nếu có)

Bước 2: Lấy mẫu phân

***Lấy phân ở lần đại tiện đầu tiên trong ngày**



01

Cho trẻ đi ngoài vào bô
sạch hoặc tã giấy (trẻ nhỏ)



02

Người lấy mẫu
đeo găng tay



03

Mở nắp
lọ đựng
mẫu phân



04

Dùng thìa nhựa để lấy phân

- Nếu phân đặc: khoảng 5 gram (bằng 1 đốt ngón tay cái)
- Nếu phân lỏng: khoảng 1/3 lọ đựng mẫu
- Không lấy phân lẫn máu, hạn chế lẫn nước tiểu, không lấy đầy lọ
- Trễ dùng tã giấy lấy chỗ phân phía trên, không lấy chỗ phân dính tã giấy



05

Cho phân vào đáy lọ
đựng mẫu, tránh dính
phân lên miệng lọ,
vặn chặt nắp lọ



06

Thu dọn vật liệu thải
bỏ vào thùng rác

Bước 3: Bảo quản, đóng gói và vận chuyển mẫu phân

Bảo quản mẫu phân: đặt lọ mẫu nơi mát, tránh ánh nắng
mặt trời

Đóng gói: quấn giấy thấm quanh lọ mẫu, buộc chun, cho lọ
mẫu vào túi nilon, buộc chun

Chuyển mẫu đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, không quá
24h từ khi lấy mẫu

Lưu ý: Lọ mẫu đặt đứng trong suốt quá trình bảo quản, vận chuyển

01



02



03

