

Số: 10 /TTYT-YCBG

Nam Sách, ngày 09 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế Nam Sách có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có căn cứ tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01: Mua sắm vật tư y tế cho hệ thống máy chạy thận của Trung tâm Y tế Nam Sách với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Nam Sách.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
 - Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược – Trang thiết bị - vật tư y tế
 - Điện thoại liên hệ: 0904771016
 - Địa chỉ email: khoaduoc.ns@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Bản giấy (đóng dấu): Gửi về DS. Nguyễn Thị Thu, Khoa Dược -TTB-VTTYT, Trung tâm Y tế Nam Sách;
- Địa chỉ: Số 345, đường Trần Phú, xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng;
- Số điện thoại: 0904771016
- File mềm: gửi vào email: khoaduoc.ns@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 09/12/2025 đến trước 17h ngày 19/12/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19/12/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục y tế

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về đặc điểm, thông số kỹ thuật (tối thiểu hoặc tương đương hoặc tốt hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ dây lọc thận	Bộ dây chạy thận 4 trong 1 bao	Bộ	600

		gồm: + Dây động mạch và dây tĩnh mạch : 01 bộ + Transducer : 01 cái + Túi đựng chất thải 2000ml :01 cái + Dây truyền dịch 1500mm:01 cái Thông số : - Chiều dài dây tĩnh mạch : 2700mm - Chiều dài dây động mạch: 4000mm + Đường kính ngoài của buồng tĩnh mạch: 22 mm + Ống bơm: 8*12.05*350mm - Sử dụng để làm dây dẫn máu trong quá trình chạy thận nhân tạo. - Khả năng tương thích cao. - Tiệt trùng bằng khí EO (ethylene oxide sterilization) - Điều kiện bảo quản: + Nhiệt độ yêu cầu: 0°C đến 35°C. + Độ ẩm tương đối: tối đa 80% , không có chất ăn mòn		
2	Quả lọc thận nhân tạo	- Hệ số siêu lọc UFR từ 13 ml/giờ/mmHg. - Độ thanh thải (lưu lượng máu 200 ml/phút): + Ure: 189ml/phút + Creatinine: 181 ml/ phút + Phosphate: 178 ml/ phút + Vitamin B12: 108 ml/ phút(± 0.01) - Độ thanh thải(lưu lượng máu 300 ml/ phút): + Ure: 250 ml/phút + Creatinine: 231 ml/ phút + Phosphate: 214 ml/ phút + Vitamin B12: 120 ml/ phút - Diện tích màng: 1.4m² - Độ dày:40 μm - Đường kính trong: 200 μm - Chất liệu màng:PES (	Quả	600

		Polyethersulfone) - Thể tích mỗi: 72 ml - Áp lực xuyên màng 600 mmHg - Tiệt trùng bằng tia Gamma		
3	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid)	Mỗi 10 lít dung dịch đậm đặc chứa: Natri clorid 2708,69 g Kali clorid 67,10 g Calci clorid.2H ₂ O 99,24 g Magnesi clorid.6H ₂ O ...45,75 g Acid acetic băng 81 g Glucose.H ₂ O 494,99 g Nước tinh khiết vừa đủ10 lít	Can	1.600
4	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat)	Mỗi 10 lít dung dịch đậm đặc chứa: Natri bicarbonat 840,0 g Dinatri edetat.2H ₂ O 0,5 g Nước tinh khiết vừa đủ ... 10 lít	Can	2.500
5	Kim chạy thận	+ Kích thước: 16G + Chiều dài kim: 25mm + Đường kính trong: 1.10 mm + Đường kính ngoài: 1.6mm + Kim làm bằng thép không gỉ (SUS304) theo tiêu chuẩn GB/T 18457-2015 (Tiêu chuẩn sản xuất kim thép không gỉ trong y tế) + kim có cánh xoay và backeye, thuận tiện khi sử dụng - Dây gắn với kim: + Chiều dài ống: 300 mm + Đường kính trong : 3.1 mm + Đường kính ngoài: 4.8 mm + Dây được làm bằng nhựa PVC, không chứa pyrogen sau khi tiệt trùng + Phương pháp tiệt trùng: EtO	cái	6.500
6	Dung dịch khử trùng quả lọc, màng lọc	Thành phần: Hydrogen Peroxide ; Acid peracetic Acid acetic và Các thành phần phụ khác - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Tính năng: làm sạch và khử khuẩn	Can	20

7	Que thử tồn dư peroxide	Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm Thời gian nhúng ≥ 2 giây Thời gian đọc kết quả ≥ 15 giây - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Test	1.000
8	Test kiểm tra nồng độ Chlorine	Dùng để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm Thời gian nhúng và đọc kết quả ≥ 30 giây - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Test	700
9	Test thử nước cứng	Dùng để kiểm tra độ cứng của nước trong chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống nước RO của bệnh viện. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 120ppm Thời gian nhúng ≥ 1 giây Thời gian đọc kết quả ≥ 10 giây - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Test	700
10	Muối viên	Dạng viên, màu trắng. Thành phần: $\text{NaCl} \geq 99.50\%$	Kg	500
11	Gạc chèn	Gạc thận được làm từ vải (gạc) dệt hút nước 100% sợi cotton. Không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Kích thước: $\geq 3.5\text{cm} \times 4.5\text{cm} \times$	Túi	1440

		80 lớp, vô trùng		
12	Săng không lỗ	Săng không lỗ kích thước 50cmx50cm, được làm từ vải không dệt PP. Không thấm nước, không thấm dịch, mịn màng và ít sợi bông nên đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không mùi. Được đóng gói bằng băng bao bì giấy có màu chỉ thị tiết trùng dùng trong y tế. Tiết trùng bằng khí EO Gas	Cái	30
13	Săng có lỗ	Săng có lỗ kích thước 50cmx50cm, được làm từ vải không dệt PP. Không thấm nước, không thấm dịch, mịn màng và ít sợi bông nên đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không mùi. Được đóng gói bằng băng bao bì giấy có màu chỉ thị tiết trùng dùng trong y tế. Tiết trùng bằng khí EO Gas	Cái	10
14	Thùng đựng quả lọc, sàng	Dung tích: 60 lít Chất liệu: nhựa nguyên sinh Hàng mới 100%	Cái	8
15	Tủ lạnh bảo quản quả lọc	Loại: tủ mát 1 cánh mở Dung tích: 250 lít Đèn LED dọc hông và nóc tủ Hàng mới 100%	Cái(to)	1
16	Tủ lạnh bảo quản thuốc	- Điện áp (V): 220 - Tần số (Hz): 50/60 Hz - Công suất (W): 72W - Thể tích: 60L - Nhiệt độ môi trường (C): trong phạm vi 10-32 độ C - Phạm vi nhiệt độ (C): 2-8 độ C Hàng mới 100%	Cái(nhỏ)	1
17	Cân sức khỏe	Mức cân tối đa: 150kg - Điều kiện làm việc:	Cái	2

		Nhiệt độ: +10oC ÷ + 50o Độ ẩm : 85% - Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ: +10oC ÷ +40oC Độ ẩm : 85% - Nguồn pin: Sử dụng 01 pin CR2032 loại 3V		
18	Javel đậm đặc	Dung dịch đậm đặc, hàm lượng Clo $\geq 8\%$	Lít	750
19	Acid citric	Dạng ngậm nước, Công thức hóa học: $C_6H_8O_7.H_2O$ Bột tinh thể màu trắng, hàm lượng $\geq 99.5\%$	Kg	125
20	Quả lọc nội độc tố	Chất liệu màng: Polysulfone (MediSulfone UF là tên thương mại được hãng sản xuất đăng ký), Diện tích màng: 2.1 m ² , Tốc độ lọc trung bình/ m ² : 2.4 ml/phút mmHg m ² , Áp suất xuyên màng tối đa: 600 mmHg, Thể tích mỗi màng: 52 ml, Đường kính trong và ngoài màng lọc: 250 μ m và 350 μ m, Độ dày thành sợi lọc: 50 μ m, Hiệu suất lưu giữ nội độc tố: $LRV \geq 5$, Hiệu suất lưu giữ vi khuẩn: $LRV \geq 10$, Thời gian sử dụng: 750 giờ, Rửa nhiệt : 75 lần, Phương pháp tiệt trùng: EtO, Cổng kết nối: chất liệu Polycarbonate, 4 cổng (3 mở + 1 đóng) loại Hansen, Tương thích với máy chạy thận nhân tạo TR-8000	Quả	25

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế Nam Sách, Số 345 Trần Phú, xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng.

3. Đơn giá nêu trong Báo cáo của Công ty là mức giá bán đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết để cung ứng vật tư đến khoa Dược-TTB-VTTYT của Trung tâm Y tế Nam Sách.

Trung tâm Y tế Nam Sách, thành phố Hải Phòng kính đề nghị Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thanh

